

Подготовка к рентгенологическим исследованиям

- Рентгенография поясничного отдела позвоночника
- Рентгенография крестцового отдела позвоночника
- Обзорная рентгенография почек

За 2 дня до исследования рекомендуется соблюдать диету, уменьшающую газообразование в кишечнике (**исключить** из рациона черный хлеб, горох, бобовые, капусту, яблоки, овощные салаты, гречку, молоко).

Накануне вечером и утром, **не менее, чем за 60 минут** до исследования, сделать очистительную клизму до чистых промывных вод. Утром, **за 1 час** до исследования принять **1 пакетик «Эспумизана»**.

Экскреторная урография

- За 2 дня** до исследования рекомендуется соблюдать диету, уменьшающую газообразование в кишечнике (**исключить** из рациона черный хлеб, горох, бобовые, капусту, яблоки, овощные салаты, гречку, молоко).
- При выраженном метеоризме **в течение 2-3 дней** принимать активированный уголь.
- Накануне исследования вечером и утром (**за 30 минут** до исследования) принять по **2 пакетика «Эспумизана»**.
- Накануне вечером и, желательнее, утром (**не менее, чем за 60 минут** до исследования) сделать очистительную клизму.
- Очистительные клизмы можно заменить приемом современного препарата **«Мовипреп»**.

Подготовка выполняется в 2 этапа:

- Накануне исследования **с 18 до 19 часов** принимать раствор препарата. Готовить раствор препарата следующим образом: пакетики (саше) А и В растворяются в 1 л прохладной воды (можно охлажденной кипяченой воды), медленно выпить раствор в течение часа, затем запить еще 1 л воды (минимум 0,5 л).
- Утром, в день исследования **с 6 до 7 часов** утра. Процедура полностью повторяется: саше А + саше В растворяются в 1 л прохладной воды, раствор медленно выпивается в течение часа и затем медленно выпивается 1 л (минимум 0,5 л) простой воды.

Пассаж бария по кишечнику

Исследование выполняется **натощак в первой половине дня**.

Для проведения исследования с **внутривенным контрастированием** необходимо иметь анализ крови на креатинин давностью **до 10 дней** и направление от врача.



Просим Вас приносить с собой **диски, флешки, снимки, заключения предыдущих исследований**, это существенно повысит качество диагностического процесса.

Результаты исследования могут быть переданы Вам по электронной почте, изображения записаны на CD/DVD-диск, flash-диск. **Готовность заключения 1-12 часов.**