



Хирургический набор для навигационной хирургии

ТОЧНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ В ОДНОМ КОМПЛЕКТЕ



Уникальный хирургический набор для навигационной хирургии

- Создан для работы со всеми линейками имплантационной системы MeDENT.
- Может быть использован с другими системами.
- Экономичный — содержит все необходимые инструменты, при этом доступнее навигационных наборов других производителей!
- Прост и удобен в использовании, что делает его идеальным вариантом для начинающих хирургов.



Состав хирургического набора:

Tissue Punch (Мукотом)	1
Initial Drill (Начальное сверло)	1
Drill (Направляющее сверло)	25
Drill Stopper (Стопорные кольца 2 мм)	4
Pin Drill (Сверло для пинов)	1
Pin (Пин для крепления шаблона)	4
Extractor (Выталкиватель имплантоводов)	1
Adapter (Наконечник - имплантовод)	1
Screwdriver (Отвертка ручная)	1
Extender (Удлинитель имплантовода)	1
Extender (Короткий удлинитель имплантовода)	1
Динамометрический Ключ	1
Бокс для стерилизации	1
Имплантовод универсальный*	6

* Доступные имплантоводы: - MeDENT Gamma;
MeDENT Beta; MeDENT Alpha; MeDENT Delta; DIO;
Nobel Active; Straumann Bone Level; Astra Tech;
Any Ridge; Osstem; Dentium; G-DIFF и др.



СтомИнструмент
тел. +7-951-669-01-52,
тел. +7-981-847-40-20
stominstrument@mail.ru
<https://stominstrument.ru>





Набор профайлеров

для обработки контура альвеолярного гребня вокруг имплантата перед установкой ФДМ или абатмента

Комплект состоит из направляющих пинов, которые вкручиваются в имплантат и костные профилирующие сверла (разных диаметров), которые убирают нависающую кость вокруг имплантата.



Комплект:

2
шт.

Профайлеры

Ø 3,5/4,0

Ø 4,0/4,8

Диаметры рабочей части

4,4 мм

5,2 мм

2,0 мм

1,8 мм

1,6 мм

1,6 мм

1,4 мм

5
шт.

Направляющие
для профайлеров
со стоппером

Стерилизация: 134 °C;
Материал: хирургическая сталь

Таблица соответствия:

Наименование	Системы на которые можно использовать
 Bone Mill Conical (2,0-1,8 мм)	
 Bone Mill Hex. (1,6-1,4 мм)	
 Направляющая 2,0 мм	G-DIFF, MeDENT Alpha, MeDENT Delta Reg., MeDENT Gamma Reg., Dentium, Osstem Reg., и другие
 Направляющая 1,8 мм	MeDENT Beta, Nobel Active 4.3, Nobel Replace 4.3, Mis, Alpha Bio и другие
 Направляющая 1,6 мм	Straumann Bone Level 3.3/4.1, Ankylos
 Направляющая 1,6 мм	Astra Tech 3.5-4.0, MeDENT Delta Mini, AnyRidge, Nobel Active 3.5, Nobel Replace 3.5, XIVE и другие
 Направляющая 1,4 мм	G-DIFF 3.0, Astra Tech 3.0, DIO 3.0



Хирургический набор для навигационной хирургии

ТОЧНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ В ОДНОМ КОМПЛЕКТЕ



Уникальный хирургический набор для навигационной хирургии

- Создан для работы со всеми линейками имплантационной системы MeDENT.
- Может быть использован с другими системами.
- Экономичный — содержит все необходимые инструменты, при этом доступнее навигационных наборов других производителей!
- Прост и удобен в использовании, что делает его идеальным вариантом для начинающих хирургов.



Состав хирургического набора:

Tissue Punch (Мукотом)	1
Initial Drill (Начальное сверло)	1
Drill (Направляющее сверло)	25
Drill Stopper (Стопорные кольца 2 мм)	4
Pin Drill (Сверло для пинов)	2
Pin (Пин для крепления шаблона)	4
Extractor (Выталкиватель имплантовоов)	1
Adapter (Наконечник – имплантовод)	1
Screwdriver (Отвертка ручная)	1
Square Adaptor (Машинный имплантовод-ручной имплантовод)	1
Screwdriver (Отвертка с адаптером ручная)	1
Narrow (Имплантовод машинный Conical Mini)	1
Regular (Имплантовод машинный Conical Reg) MeDENT Alpha; MeDENT Gamma Reg.; Astra Tech 3.5/ 4.0	1
Hex (Имплантовод машинный MeDENT) MeDENT Beta; Mis; Alpha Bio	1
Extender (Удлинитель имплантовода)	1
Extender (Короткий удлинитель имплантовода)	1
Guide Screw Hex (Направляющая для Бон-профайлера 4,0/4,8 мм) MeDENT Beta; Alpha Bio; Mis и др. (стальной цвет)	4
Guide Screw Conical R (Направляющая для Бон-профайлера 4,0/4,8 мм) MeDENT Delta Reg.; MeDENT Gamma Reg.; MeDENT Alpha.; Osstem Reg.; Dentium и др. (синий цвет)	4
Bone Mill (Бон-профайлер) 4,0/4,8 мм	1
Bone Mill Conical (Бон-профайлер) 3.5/4.0 мм	1
Guide Screw Conical Narrow (Направляющая для Бон-профайлер 3.5/4.0 мм) Astra Mini 3.0 (золотистый цвет)	2
Guide Screw Conical Mini G. (Направляющая для Бон-профайлер Conical Mini G) Astra Tech 3,5 mm.; Delta Mini; Delta Mini N и др. (фиолетовый цвет)	3
IMPL.Mount Hex (Имплантовод навигационной хирургии Hex) MeDENT Beta; Alpha Bio; Mis и др. (стальной цвет)	5
IMPL.Mount Conical Reg. (Имплантовод навигационной хирургии Conical Reg) MeDENT Delta Reg.; MeDENT Gamma Reg.; MeDENT Alpha.; Osstem Reg. Dentium, и др. (синий цвет)	5
IMPL.Mount Conical Narrow (Имплантовод навигационной хирургии Conical Narrow 12 гранный) Astra Tech 3.0 (золотистый цвет)	2
IMPL.Mount Conical Mini G (Имплантовод навигационной хирургии Conical Mini G) Delta Mini, Delta Mini N, и др. (фиолетовый цвет)	3
Динамометрический Ключ	1
Бокс для стерилизации	1



СтомИнструмент
тел. +7-951-669-01-52,
тел. +7-981-847-40-20
stominstrument@mail.ru
<https://stominstrument.ru>



